

• **Ultradźwięki z chromoterapią**

Ultradźwięków nie należy stosować w przypadku:

- Ciąży
- Miesiączki z krwawieniem macicznym
- Wolnego gojenia się rany pooperacyjnej
- Ciężkiej choroby
- Do 30 minut po posiłku
- Nieprawidłowego ciśnienia krwi
- Guza złośliwego, choroby serca, okresu rekonwalescencji

Wskazania do zabiegu:

- Zmarszczki,
- Worki pod oczami,
- Przebarwienia,
- Trądzik młodzieńczy,
- Trądzik różowaty,
- Blizny,
- Cellulit.

Rezultaty widoczne od pierwszej wizyty:

- Dotlenia i bardzo mocno nawilża skórę,
- Przygotowuje skórę do dalszych zabiegów kosmetycznych,
- Odmładza skórę poprzez głęboki mikro-masaż,
- Przyspiesza przenikanie i aktywację kosmetyków w głąb skóry,
- Pozostawia nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżoną i zregenerowaną skórę,
- Bezboleśnie i dokładnie czyści skórę szybko rozpylając i usuwając zaskórniki z porów.

➤ *Masaż ultradźwiękowy twarzy – Sonoforeza)*

Cena 60 PLN

Czas ok. 30 minut

Opcje dodatkowe:

- zabieg rozszerzony o wybraną ampulkę z witaminami,

Cena 80 PLN

Czas ok. 45 minut

Fala ultradźwiękowa wytwarzana przez aparat powoduje powstanie "ciśnienia" wtłaczającego kosmetyki w tkankę. Ta sama fala wykonuje bardzo intensywny, wibrujący z częstotliwością 3Mhz masaż kosmetyczny tkanek i naczyń krwionośnych, naświetlanie odpowiednio dobranym do terapii kolorem światła LED wspiera działanie ultradźwięków:

- **Światło niebieskie** wnika w skórę na niewielką głębokość ok.1-2mm działając bakteriobójczo, dlatego jest bardzo polecane w leczeniu trądziku. Dodatkowo działa ściągająco na pory i poprawia napięcie skóry. Jest bardzo dobrze tolerowane przez cerę wrażliwą.
- **Światło czerwone** wnika w skórę dość głęboko, bo na ok 8-10mm pobudzając fibroblasty do intensywniejszej pracy. Fibroblasty produkują kolagen, elastynę, glikoproteiny i glikozoaminy. Poprawia również krążenie i wspomaga likwidację worków i cieni pod oczami.
- **Światło zielone** oprócz działania relaksacyjnego łączy w sobie efekty poprzednich kolorów, zwiększa natlenienie poprzez lepszą cyrkulację krwi.

W kosmetyce twarzy, ultradźwięki mają szerokie zastosowanie, m. in.

- Usuwanie zmarszczek

O pięknie kobiety w dużej mierze decyduje brak zmarszczek. Dlatego zdrowa skóra, to skóra napięta i elastyczna. Gdy włókna elastyny zawarte w skórze zaczynają się starzeć, skóra traci swoją elastyczność i napięcie, pojawiają się głębokie zmarszczki, widocznie odznaczające się w okolicy czoła i wokół policzków. Ze względu na spowolniony metabolizm tkanek skóry, skeratynizowane komórki utrzymują się w naskórku uniemożliwiając skuteczną wymianę substancji, która warunkuje tworzenie się nowych komórek - to z kolei powoduje szorstkość skóry i niewielkie zmarszczki. W takich przypadkach urządzenie pomoże skutecznie zredukować istniejące zmarszczki i przywróci twarzy świeży wygląd. Efekty są oszałamiające.

- Usuwanie plam pigmentacyjnych

W młodości mało, kto martwi się szkodliwym działaniem promieni słonecznych na skórę. Jednak wraz z upływem czasu na skórze będą pojawiały się coraz bardziej widoczne plamy pigmentacyjne. Zastosowanie piętnastominutowego masażu pozwala je znacznie rozjaśnić. Jeśli plamy są niewielkie, efekty będą widoczne w krótkim czasie. Fale ultradźwiękowe skutecznie niszczą melaninę.

Fale ultradźwiękowe rozjaśniają plamy pigmentacyjne delikatnie wybielając skórę. Badania pokazały, że dzięki zastosowaniu fal ultradźwiękowych melanina jest transportowana przez naczynia krwionośne i limfatyczne do nerek, a następnie z moczem wydalana z organizmu.

- Usuwanie TRĄDZIKU

Sebum wydzielane jest przez gruczoły łojowe zlokalizowane w dolnej części mieszków włosowych. Łój miesza się z potem wydzielanym przez gruczoły potowe tworząc ochronną powłokę na powierzchni skóry. Podczas okresu dojrzewania często występują zaburzenia równowagi hormonalnej, w rezultacie czego gruczoły łojowe zaczynają wydzielać nadmierną ilość sebum. Nadmiar wydzieliny powoduje zablokowanie ujścia mieszków włosowych, do których dostają się bakterie. Jest to przyczyną stanów zapalnych i trądziku.

Zalety:

- Ujędrnia, wygładza i wzmacnia skórę,
- Wtłacza substancje aktywne w tkanki w wielokrotnie większych ilościach niż klasyczne wmasowanie,
- Sprawia, że skóra przestaje być workowata i zwiotczała oraz redukuje zmarszczki,
- Intensywnie wzmacnia ściany naczyń krwionośnych,
- Obkurcza naczynka krwionośne-pajęczki na twarzy przez co stają się niewidoczne,
- 3 kolory LED intensywnie wspomagają pracę ultradźwięków,
- Oddziałując ultradźwiękami na skórę wzmacnia ukrwienie i odżywienie tkanek,
- **Bardzo skutecznie likwiduje worki pod oczami.**